



Dermloop Quickguide



v16 januar 2026 DK





Sådan logger du ind

- 1** Åbn Dermloop på dit **DermKit** og vælg **"QR kode på PC"**
- 2** Gå til **dermloop.io** på din computer og tryk på ikonet øverst til højre
- 3** **Scan QR koden** med dit DermKit, og vær sikker på at dermatoskopet er frakoblet.
- 4** Du er nu logget ind på dit DermKit!






Sådan sender du en telehenvisning

- 1** Tryk **"Find eller tilføj patient"** for at scanne patientens CPR-nummer.
- 2** Bekræft at den scannede information er korrekt, og klik **fortsæt**.
- 3** **Begynd øverst** og tilføj billeder, placering, og øvrige oplysninger, som appen beder om.
- 4** Når du er færdig, tryk på **"Send telehenvisning"**, hvorefter den sendes til dermatologen.



Sådan tester du Dermloop med demopatienten

- 1** Tryk på **"Find eller tilføj patient"** og **scan test CPR-nr** herunder
 - 2** **Bekræft** at det scannede CPR-nr er korrekt, og klik **fortsæt**.
 - 3** Når du ser det **røde banner**, er du på testpatienten
- Alt du opretter i demomiljøet slettes automatisk efter 24 timer, ingen rigtige patientdata berøres, og der sendes **ikke rigtige telehenvisninger**, men du vil få et autogenerated svar.



050505-9996

TEKNISK SUPPORT: (+45) 44 40 82 45 | BESØG MELATECH.IO/SUPPORT FOR FLERE HJÆLPEARTIKLER

Dette DermKit indeholder et CE-mærket dermatoskop, som er medicinsk udstyr (klasse II) fremstillet af tredjepart. Den medfølgende smartphone og Dermloop-softwaren udgør ikke medicinsk udstyr. Illustrationerne viser en typisk arbejdsgang. For korrekt og sikker anvendelse af det medicinske udstyr henvises altid til fabrikantens brugsanvisning (IFU), som skal læses før brug. IFU er tilgængelig på melatech.io. Importeret til EU af Melatech ApS | Trekronergade 126G, 2500 Valby | support@melatech.io